



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% VOL.

(GB)

ISOPROPYL ALCOHOL 70% VOL.

(NL)

ALCOHOL ISOPROPYL 70% VOL.

(E)

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% VOL.

CONDITIONNEMENT :

| | |
|--|-----------------------------|
| RÉF. | Pulvérisateur 100 ml (4254) |
| Colisage | Carton de 24 pièces |
| Poids du colisage | 3,000 kg |
| Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage | 26 * 16 * 17,5 |
| Nb total de produit par palette | 2160 unités |
| Poids total palette (hors palette) | 270 kg |
| Dimension totale hors palette | 80 * 120 * 80 |

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

| RÉF. | TYPE | VOLUME | LARGEUR | HAUTEUR |
|-------|-------------------|--------|---------|---------|
| 23060 | Sachet | 2 ml | 60 mm | 80 mm |
| 23055 | Etui 100 pads | • | 95 mm | 52 mm |
| 4154 | Pulvérisateur | 50 ml | 36 mm | 105 mm |
| 4054 | Aérosol | 110 ml | 35 mm | 155 mm |
| 4254 | Pulvérisateur | 100 ml | 40 mm | 150 mm |
| 24051 | Flacon pompe dish | 250 ml | 55 mm | 165 mm |
| 24055 | Recharge | 500 ml | 60 mm | 205 mm |
| 24054 | Flacon | 500 ml | 60 mm | 205 mm |
| 24059 | Flacon | 1 L | 85 mm | 265 mm |
| 24056 | Bidon | 2 L | 135 mm | 210 mm |
| 24057 | Bidon | 5 L | • | • |



Présentation

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel. Il s'applique sur peau saine. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. Le pulvérisateur 100 ml sans gaz est un petit format adapté pour les kits de premiers secours, les trousseaux à pharmacie mais il est également très utilisé par les infirmières et le personnel médical itinérant. L'utilisation d'une compresse est indispensable pour ce produit.

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel (peau saine).
- Dispositif médical avec marquage CE
- Action immédiate



COMPOSITION : Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

MODE D'EMPLOI : Pulvériser sur la zone à préparer, puis tamponner à l'aide d'une compresse. Action permettant d'assainir la zone avant examen médical. Eviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses.

PRÉCAUTIONS : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, surface chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Ne pas utiliser le produit pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné.